

Rotores para LMC-3000 y LMC-4200R

DESCRIPCIÓN

R-2, rotor basculante para placas de microtitulación de 96 pocillos, placas de PCR con faldón, placas de pozos profundos de hasta 45 mm.

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (W x L)	128 x 85.6 mm
Max. altura	<45 mm
Capacidad	2
Max. velocidad	2000 rpm
Max. RCF: LMC-3000	560 x g
Max. RCF: LMC-4200R	560 x g
Fabricantes de placas	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.



R-2

R-12/10, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda.

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	16 x 105 mm
Capacidad	12
El volumen del tubo	10-15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF: LMC-3000	1610 x g
Max. RCF: LMC-4200R	3160 x g
Fabricantes de tubos	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.



R-12/10

R-24/10, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda.

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	16 x 105 mm
Capacidad	24
El volumen del tubo	10-15 ml
Max. velocidad	4000 rpm
Max. RCF: LMC-3000	sólo para LMC-4200R
Max. RCF: LMC-4200R	2860 x g
Fabricantes de tubos	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.

R-12/15, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base cónica.

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	17 x 120 mm
Capacidad	12

Rotores para LMC-3000 y LMC-4200R

El volumen del tubo	15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF: LMC-3000	1610 × g
Max. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.

R-6, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base cónica

Material de soportes de tubos	Aluminio
Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	29 × 115 mm
Capacidad	6
El volumen del tubo	50 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF: LMC-3000	1610 × g
Max. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.

R-6P, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base cónica

Material de soportes de tubos	POM Kocetal
Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	29 × 115 mm
Capacidad	6
El volumen del tubo	50 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. la temperatura	150 °C
Max. RCF: LMC-3000	1610 × g
Max. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.

R-24GC, rotor para 24 tarjetas de gel

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (W x L)	53 × 74 mm
Capacidad	24
Max. velocidad	1500 rpm
Max. RCF:	280 × g
Tiempo de centrifugación recomendada	9 min.

Rotores para LMC-3000 y LMC-4200R

Fabricantes de tarjetas de gel Grifols, DiaMed, etc.

ESPECIFICACIONES